



# Malte

andador posterior ● ●

## Movimiento y estimulación

El nuevo Malte ayuda a los niños con dificultades para andar y mantenerse en equilibrio, a la vez que les permite moverse de forma independiente sin ayuda ajena. Este andador ofrece una gran seguridad y estabilidad para estar de pie o andar. Está dotado de un sistema antiretroceso que hace más práctico su uso, ya que permite caminar sólo hacia delante.

# Malte

●● Andador posterior

**schuchmann**  
nah am Menschen

CUADRO DE MEDIDAS . CM	T 1	T 2	T 3
ALTURA TOTAL	32-58	48-73	63-93
DISTANCIA ENTRE EMPUÑADURAS	22-50	30-58	38-66
ALTURA DE EMPUÑADURAS	39-65	55-82	72-100
ALTURA ASIENTO	30	45	60
ANCHO TOTAL	57	68	78
LARGO TOTAL	63	81	92
ALTURA CHASIS (PLEGADO)	26	32	34
MEDIDAS PARA EL TRANSPORTE	68x22x26	86x24x32	97x27x34
CARGA MÁXIMA	30 kg.	50 kg.	75 kg.
PESO	6,2 kg.	7,5 kg.	8,8 kg.



SISTEMA ANTI-RETROCESO DE SERIE



EMPUÑADURAS AJUSTABLES EN ALTURA, ANCHURA Y PROFUNDIDAD



## ACCESORIOS



COLOR CHASIS

● T 1 / ROJO

● T 2 / NARANJA

● T 3 / GRIS

REHAGIRONA

RehaGirona, sl  
Trens Petits 1  
Pol. Ind. Mas Xirgu  
17005 Girona

T+34 902 48 72 72  
F+34 972 40 50 54  
www.rehagirona.com  
rehagirona@rehagirona.com

CE

